

Bedienungsanleitung



GELSEAT®

Dekubitus-Sitzkissen

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor Einsatz des Systems aufmerksam durch und beachten Sie die **Warnhinweise!**

Produktname	GELSEAT®
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • Dekubitus-Sitzkissen mit Schaumkern und PU-Gürtel mit integriertem Gelpad • Mesh®-Bezug (abnehmbar per Reißverschluss) •  Bedienungsanleitung (V02), weitere Sprachen für die Bedienungsanleitung finden Sie hier: manuals.funke-medical.eu
Indikationen / Anwendungsbereiche	<ul style="list-style-type: none"> • Dekubitusprophylaxe • Dekubitus-Sitzkissen bis Grad 4 (Seiler/EPUAP) • Für Patienten mit sehr hohem Dekubitusrisiko
Kontraindikationen	Keine bekannt
Zulässiges Patientengewicht min. - max.	20 - 120 kg
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Kern: PU-Schaumstoffe (HR/Gel) • Bezug: Mesh®, PU-beschichtetes PES-Trägermaterial, Anti-Slip-Unterseite • Gürtel: PU-beschichtetes PES-Trägermaterial mit integriertem Gelpad
Abmessungen	Siehe Label am Produkt
Gewicht des Produkts	Alle Größen ca. 1,6 kg
Hilfsmittelnummer (i.S. §139 SGB V)	11.39.02.1020
Medizinprodukt	Klasse 1, MDR 2017/745 
Technische Sicherheit / Schwerentflammbarkeit	Prüfung der Schwerentflammbarkeit nach DIN EN 597 I + II, BS 7175 sec 3 crib 5, BS 7177
Prüfung auf toxikologische Unbedenklichkeit / Biokompatibilität	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
Warnhinweise	Vor der ersten Anwendung muss die Vorbereitung des Systems für den ersten Einsatz durchgeführt werden (siehe "Vorbereiten des Systems für den Einsatz").
Garantie	3 Jahre auf die funktionellen Eigenschaften des Schaumkerns (Pro-Rata-Garantie)
Wartung	Keine
Reinigungsanleitung (Kissenbezug)	<p>Eine chemothermische Reinigung des Bezuges mit handelsüblichen Reinigungsmitteln ist möglich. Der Bezug kann durch Autoklavieren gemäß Richtlinien des RKIs wiederaufbereitet werden und ist damit für den Wiedereinsatz bereit.</p> 
Reinigungsanleitung (Kern)	Der Schaumkern ohne Bezug kann mit handelsüblichen Mitteln gereinigt werden. Dies ist durch ein Durchtränken der kontaminierten Stelle oder Besprühen des gesamten Schaumkerns mit einem Desinfektionsmittel (z.B. Bacillol oder ECOLAB-Schaum spray Incidin OxyFoam S bestehend aus Wasserstoffperoxid) zu erreichen. Danach muss der Schaumkern an der Luft getrocknet werden. Der Schaumkern kann durch Autoklavieren gemäß Richtlinien des RKIs wiederaufbereitet werden und ist damit für den Wiedereinsatz bereit.
Reinigungsanleitung (Gürtel)	<p>Der Gürtel kann durch eine Wischdesinfektion mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln aus Isopropanol (z.B. Bacillol) oder mit anderen geeigneten DGHM-gelisteten Produkten (z.B. ECOLAB-Reinigungstuch Incidin OxyWipe S XL) desinfiziert werden. Eine chemothermische Reinigung des Gürtels ist möglich. Der Gürtel kann durch Autoklavieren gemäß Richtlinien des RKIs wiederaufbereitet werden und ist damit für den Wiedereinsatz bereit.</p> 
Vorbereiten des Systems für den Einsatz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Produkt ist zur Anwendung im häuslichen und institutionellen Bereich vorgesehen und geeignet. 2. Entnehmen Sie das Kissen aus dem Karton. 3. Bitte prüfen Sie, dass sich das Gelpad in der richtigen Position befindet: Öffnen Sie den Bezug. Bitte platzieren Sie den Gürtel so, dass das Gelpad hinten mittig in der Vertiefung des Bodyshapes liegt. Damit der Gürtel nicht verrutschen kann, schließen Sie den Klettverschluss unter dem Kissen. Anschließend schließen Sie den Bezug. 4. Legen Sie das Kissen auf die Sitzfläche des Rollstuhles oder Sitzes, Haltegriff nach vorne und die darauf angebrachten Pfeile nach oben.

RKI = Robert-Koch-Institut
 DHGM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
 MPG = Medizinproduktegesetz
 Autoklavieren = Fraktioniertes Vakuumverfahren bei 105 Grad C und 55 Minuten

 **Hersteller im Sinne des MPG und MDR 2017/745**

Funke Medical AG • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: +49-2865-266 93 50 • Fax: +49-2865-8133
 info@funke-medical.de • www.funke-medical.de

Download: 30.03.2021 10:01